

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛУЧАТЕЛЕЙ РЕЦИРКУЛЯТОРОВ СИБЭСТ

Наименование	Сибэст 20	Сибэст 45	Сибэст 50	Сибэст 70	Сибэст 100	Сибэст 110	Сибэст 150	Сибэст 200	Сибэст 300
Производительность при бактерицидной эффективности 99,9(99)%, м³/час	20 (35)	45 (65)	50 (75)	70 (100)	100 (150)	110 (160)	150 (225)	200 (300)	300 (450)
Режим работы	непрерывный								
Тип рециркулятора	закрытого типа								
Количество и мощность бактерицидных ламп, Вт	1x15	2x15	1x30	3x15	2x30	5x15	3x30	4x30	6x30
Потребляемая мощность, ВА	100	100	100	150	200	230	300	400	600
Уровень шума не более, Дб	40	40	40	41	41	43	45	45	45
Габаритные размеры , мм	115x105x610	160x140x620	160x140x1080	190x140x630	190x140x1080	300x140x650	290x140x1080	450x140x1080	450x140x1080

Размеры на передвижной платформе, мм	300x300x850	300x300x850	300x300x1250	300x300x900	300x300x1250	300x300x900	400x400x1250	450x450x1260	450x450x1260
Вес, кг / на передвижной платформе	5 / 8	5,5 / 8,5	8 / 11	7,5 / 11,5	9 / 12,5	11 / 15	14,5 / 18	19,5 / 23,5	22 / 26,5

