

**ОБЛУЧАТЕЛИ СВЕТОЛЕЧЕБНЫЕ  
УЛЬТРАФИОЛЕТОВО-ИНФРАКРАСНЫЕ  
УФО-ИК-250 «СОЛИС»®**

Аппараты **светолечебные** ультрафиолетово-инфракрасные системы «СОЛИС» **воспроизводят основной, необходимый для человека и животных спектр излучения горного солнца** от длинноволнового ультрафиолетового (**УФ-В не менее 60 %**) до теплового инфракрасного.

Специальное технологическое **исполнение облучателя исключает вредные для кожного покрова человека составляющие ультрафиолетового излучения.**

Воздействие аппаратов направлено на компенсацию солнечной недостаточности и **синтеза витамина D в организме.** Аппараты системы «СОЛИС» **предназначены для профилактики и лечения простудных, вирусных, в том числе гриппа, и инфекционных заболеваний; заболеваний периферической нервной системы с болевым синдромом, болезней суставов и органов дыхания, в том числе аллергического происхождения, а также псориаза, нейродермита, угревой сыпи, фурункулеза, гнойничковых заболеваний кожи, постоперационных и раневых нагноений.**

Косметический эффект проявляется в **легком красивом загаре** и повышении эластичности кожи, ее **очистки и омолаживании.**

В аппаратах **используются специальные кварцевые инфракрасные излучатели и ультрафиолетовые лампы системы «ЛУФИС» собственной разработки и изготовления.**

Облучатели «СОЛИС» внесены в Государственный Реестр медицинских изделий. НДС не облагается.

<b>Модификации аппарата</b>	<b>Характеристики базовой модели УФО-ИК-250</b>
<b>010 (01) модуль 01</b>	Настольный аппарат для облучения отдельных участков и всего тела пациента в домашних условиях и в медицинских учреждениях. Питание 220 В, мощность 750 ВА.
<b>010 (02) модуль 02</b>	
<b>010 (03) модуль 02</b>	Настольный облучатель с блоком автоматического управления.

<b>«СОЛИС» 012 (2x01)</b>	Комплект из двух настольных аппаратов модели 010 (01), объединенных дистанционным блоком управления. Предназначен для использования в детских дошкольных учреждениях.
<b>«СОЛИС» 036 (4)  (ЗП4)</b>	Декоративная настенная композиция с четырьмя блоками облучателей и блоком автоматического управления. Питание - 220 В, мощность –3000 ВА.
<b>«СОЛИС» 033 (2) 033 (2)  033 Люкс</b>	Аппарат в виде декоративной панели с двумя модулями УФ-ИК-250 излучения. Закрепляется на стене или ставится на пол (модуль 02). Питание – 220 В, мощность – 1500 ВА.. Аппарат с тремя модулями облучения
<b>«СОЛИС»  ЛЮСТРА  «СОЛИС» 046 046 (6Л) «СОЛИС» 043 043 (3Л)</b>	Аппарат в виде декоративной люстры, закрепляется на потолке над лежанками, используется в бассейнах, саунах, салонах красоты, спортивных учреждениях. Аппарат с шестью (6Л) модулями УФ-ИК-250 излучения. Питание – 380 В, мощность – 500 ВА. Аппарат с тремя (3Л) модулями УФ-ИК-250 излучения. Питание – 220 В, мощность – 2250 ВА.
<b>«СОЛИС» 023 (1) 023 (2) 023 (2) исп.01 023(2) исп. 02 023(2) исп. 03</b>	Аппарат в виде декоративной стойки. С одним модулем УФ-ИК-250 облучения. С одним модулем облучения (модуль 02). С двумя модулями облучения (модуль 01). С двумя модулями облучения в салонном исполнении (модуль 02). С двумя модулями облучения в салонном исполнении с дистанционным управлением.

**Облучатель светолечебный «СОЛИС»  
Модификация 010**

	<p><b>Облучатель 010 Модуль в исполнении 01</b></p> <p>Мощность облучения 280-400 нм 1,8 Вт\ср Потребляемая мощность 750 ВА Размеры Ø300x120 Вес не более 3,5 кг</p>
	<p><b>Облучатель 010 Модуль исполнения 02</b></p> <p>Мощность облучения 280-400 нм 1,8 Вт\ср Потребляемая мощность 750 ВА Размеры Ø300x120 Вес не более 3,5 кг Вентилятор воздушного потока встроенный</p>

**Облучатель в открытом состоянии**

**Облучатель светолечебный «СОЛИС»  
Модификация 023(1)**

	<p><b>Облучатель 023(1) Напольном исполнении</b></p> <p>Аппарат выполнен в виде торшера на декоративной стойке, с одним модулем облучения и имеет:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- электронную систему управления;</li><li>- регулировку по высоте и углу наклона излучателя;</li><li>- вес не более 3,5 кг, что позволяет его устанавливать и переносить в любом помещении (длина провода 5 метров).</li></ul> <p>Область применения - для лечебных, дошкольных и школьных учреждений, спортивно-оздоровительных комплексов, салонов красоты, бассейнов, саун, а также индивидуально.</p>
--	--

**Облучатель светолечебный «СОЛИС»  
Модификация 023(2)**



**Облучатель светолечебный «СОЛИС»  
Модификация 046 и 046 (6Л)**



**Облучатель в потолочном исполнении**

Аппарат с шестью модулями облучения в виде декоративной люстры и имеет электронную систему управления с ручным и дистанционным управлением. Система управления размещается на стене.  
Питание 220 В, 50 гц, потребляемая мощность не более 4500 ВА.  
В модели 046 (6Л) исполнение — нержавеющая сталь и добавлена система охлаждения ламп.

**Облучатель светолечебный «СОЛИС»  
Модификация 036 (4)**



**Облучатель 036(4)  
В настенном исполнении 002**

Мощность облучения 280-400 нм 1,8x4 Вт\ср  
Потребляемая мощность не более 3 500 ВА  
Блок управления автоматический встроенный  
с дистанционным включением  
Размеры не более 600x1200x350  
Вес не более 12,5 кг