

Дополнительные аксессуары для шейкеров ELMi



Магнитные упоры

Универсальное и поразительно удобное решение для крепления лабораторной посуды с плоским дном на платформе шейкера. Могут использоваться в комбинации с роликовыми зажимами.

Роликовые зажимы

Идеальное решение для крепления всевозможной посуды с плоским дном, а также высокой и неустойчивой лабораторной посуды. Универсальны, эффективны и просты в использовании.



Штативы

Универсальные полимерные штативы для пробирок диаметром до 17мм и до 30 мм

Наращиваемый уровень платформы

Емкость загрузки шейкера может быть легко увеличена путем наращивания уровня платформы



Специальный адаптер для микропланшет

Обеспечивает максимальный комфорт при работе с различными видами микропланшет. В зависимости от модели шейкера вмещает от 4 до 8 единиц.