









СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТОЛОВ МАНИПУЛЯЦИОННЫХ СМ

Наименование	Стол СМ-1	Стол СМ-21Д	Стол СМ-2Д	Стол СМ-3	Стол СМ-3Д	Стол СМ21	Стол СМ-1Д	Стол СМ2
Изображение								
Длина	805	707	707	805	707	805	707	805
Ширина	505	505	505	505	505	505	505	505
Высота	920	970	970	920	970	920	970	920
Каркас	металлический разборный							
Полки из нержавеющей стали	3	2	2	1	1	2	3	2
Покрытие	полимерно-порошковое белого цвета							
Ящики выдвижные	1	2	2	3	3	2	1	2

<b>Почкообразный лоток</b>	наличие	нет	нет	нет	нет	нет	наличие	нет
<b>Ручки (2шт)</b>	горизонтальные	вертикальные	вертикальные	горизонтальные	вертикальные	горизонтальные	вертикальные	горизонтальные
<b>Колеса</b>	с ободом из серой резины D75мм 2 - два с тормозом, по заявке D100мм							
<b>Вес в упаковке, кг</b>	18	20	22	25	26	20	17,5	21

Поставляется в разобранном виде.