

ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ЧАСТНЫЕ КЛИНИКИ
РАЗЛИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ.

196626, Санкт-Петербург, Шушары, ул. Пушкинская, 10/2

Наименование моделей и их модификаций для одноканального и двухканального исполнения

Аппарат «РЕФТОН-01»			Цена, руб.	
№	МОДЕЛЬ	МОДИФИКАЦИЯ	1 канал	2 канала
«РЕФТОН-01-П»				
1	«РЕФТОН-01-П»	ГТ	21 000	----
2	«РЕФТОН-01-П»	ДДТ	38 080	----
3	«РЕФТОН-01-П»	ГТ+ДДТ	40 600	----
4	«РЕФТОН-01-П»	ГТ+МЛТ	42 900	----
5	«РЕФТОН-01-П»	ДДТ+МЛТ	59 980	----
6	«РЕФТОН-01-П»	ГТ+ДДТ+МЛТ	62 500	----
7	«РЕФТОН-01-П»	ГТ+МЛТ+СТ	68 900	----
8	«РЕФТОН-01-П»	ДДТ+МЛТ+СТ	64 080	----
9	«РЕФТОН-01-П»	ГТ+ДДТ+МЛТ+СТ	88 500	----
«РЕФТОН-01-А»				
10	«РЕФТОН-01-А»	ФТ	55 000	104 500
11	«РЕФТОН-01-А»	ДДТ	47 600	90 550
12	«РЕФТОН-01-А»	СМТ	57 000	108 300
13	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+ФТ	57 000	108 300
14	«РЕФТОН-01-А»	ЭМС	56 000	106 500
15	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ	58 000	110 100
16	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+ДДТ	49 500	94 050
17	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+ЭМС	58 000	110 100
18	«РЕФТОН-01-А»	СМТ+ДДТ	59 000	112 100
19	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+МЛТ	63 000	119 700
20	«РЕФТОН-01-А»	ЭМС+МЛТ	74 000	140 500
21	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ+ФТ	59 000	112 100
22	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+ДДТ+ФТ	58 000	110 100
23	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ+ДДТ	61 000	115 900
24	«РЕФТОН-01-А»	ДДТ+МЛТ	65 700	124 730
25	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ+ЭМС	69 400	131 770
26	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+ДДТ+ЭМС	60 000	114 000

ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ЧАСТНЫЕ КЛИНИКИ
РАЗЛИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ.

196626, Санкт-Петербург, Шушары, ул. Пушкинская, 10/2

Наименование моделей и их модификаций для одноканального и двухканального исполнения

27	«РЕФТОН-01-А»	СМТ+МЛТ	75 300	143 070
28	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+МЛТ+СТ	89 000	169 100
29	«РЕФТОН-01-А»	СМТ+ДДТ+ЭМС	59 400	112 770
30	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+ДДТ+МЛТ	67 500	128 150
31	«РЕФТОН-01-А»	СМТ+ДДТ+МЛТ	77 000	146 300
32	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+ЭМС+МЛТ	76 300	144 970
33	«РЕФТОН-01-А»	СМТ+ДДТ+КТ	77 900	148 010
34	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ+МЛТ	76 300	144 970
35	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС	62 100	117 990
36	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ+ДДТ+ФТ	62 100	117 990
37	«РЕФТОН-01-А»	СМТ+ДДТ+ФТ+ЭМС	62 100	117 990
38	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ+ДДТ+КТ	65 500	124 450
39	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ+ФТ+МЛТ	77 000	146 300
40	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+ДДТ+ФТ+МЛТ	76 300	144 970
41	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ+ЭМС+МЛТ	79 300	150 670
42	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+ДДТ+ЭМС+МЛТ	78 100	148 390
43	«РЕФТОН-01-А»	ДДТ+МЛТ+СТ	91 700	174 230
44	«РЕФТОН-01-А»	ЭМС+МЛТ+СТ	100 000	190 000
45	«РЕФТОН-01-А»	СМТ+ДДТ+ЭМС+МЛТ	77 500	147 150
46	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ+ДДТ+МЛТ	82 900	157 510
47	«РЕФТОН-01-А»	СМТ+МЛТ+СТ	101 000	191 900
48	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ+ДДТ+ФТ+МЛТ	83 500	158 650
49	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС+МЛТ	83 300	158 270
50	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС+ФТ+МЛТ	114 100	216 790
51	«РЕФТОН-01-А»	СМТ+ДДТ+КТ+МЛТ	105 800	201 010
52	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС+ФТ	72 500	137 750
53	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС+КТ+ФТ	116 800	221 910
54	«РЕФТОН-01-А»	СМТ+ДДТ+ФТ+ЭМС+МЛТ	83 100	157 890
55	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+ДДТ+МЛТ+СТ	93 600	177 750

ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ЧАСТНЫЕ КЛИНИКИ
РАЗЛИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ.

196626, Санкт-Петербург, Шушары, ул. Пушкинская, 10/2

Наименование моделей и их модификаций для одноканального и двухканального исполнения

56	«РЕФТОН-01-А»	СМТ+ДДТ+МЛТ+СТ	103 000	195 700
57	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+ЭМС+МЛТ+СТ	102 000	193 700
58	«РЕФТОН-01-А»	СМТ+ДДТ+МЛТ+СТ	103 000	195 700
59	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ+МЛТ+СТ	102 000	193 700
60	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ+ДДТ+КТ+МЛТ	111 600	212 030
61	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС+КТ+ФТ +МЛТ	134 700	255 930
62	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ+ФТ+МЛТ+СТ	103 000	195 700
63	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+ДДТ+ФТ+МЛТ+СТ	102 700	193 700
64	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ+ЭМС+МЛТ+СТ	113 500	215 550
65	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+ДДТ+ЭМС+МЛТ+СТ	104 000	197 500
66	«РЕФТОН-01-А»	СМТ+ДДТ+ЭМС+МЛТ+СТ	103 500	196 550
67	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ+ДДТ+МЛТ+СТ	105 000	199 500
68	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ+ДДТ+ФТ+МЛТ+СТ	106 100	201 590
69	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС+МЛТ+СТ	106 100	201 590
70	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС+ФТ+МЛТ+СТ	136 100	258 590
71	«РЕФТОН-01-А»	СМТ+ДДТ+КТ+МЛТ+СТ	121 770	231 350
72	«РЕФТОН-01-А»	СМТ+ДДТ+ФТ+ЭМС+МЛТ+СТ	138 500	263 150
73	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ+ДДТ+КТ+МЛТ+СТ	109 500	208 050
74	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС+КТ+ФТ +МЛТ+СТ	160 700	305 330
«РЕФТОН-01-АИ»				
75	«РЕФТОН-01-АИ»	ЭС	87 700	159 200
76	«РЕФТОН-01-АИ»	ЭД	87 500	158 600
77	«РЕФТОН-01-АИ»	МЛТ+СТ	105 000	181 500
78	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК	86 800	156 300
79	«РЕФТОН-01-АИ»	ИМПТОК	87 300	157 200
80	«РЕФТОН-01-АИ»	ЭД+МЛТ	101 000	174 600
81	«РЕФТОН-01-АИ»	ЭС+МЛТ	101 200	175 200
82	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК + КТ	99 000	169 500
83	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК +МЛТ	100 400	173 300

ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ЧАСТНЫЕ КЛИНИКИ
РАЗЛИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ.

196626, Санкт-Петербург, Шушары, ул. Пушкинская, 10/2

Наименование моделей и их модификаций для одноканального и двухканального исполнения

84	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ЭД	98 800	170 300
85	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ЭС	99 100	170 900
86	«РЕФТОН-01-АИ»	КРАНИО	87 600	157 700
87	«РЕФТОН-01-АИ»	ЭД+МЛТ+СТ	116 500	194 500
88	«РЕФТОН-01-АИ»	ИМПТОК+ЭД	99 300	170 500
89	«РЕФТОН-01-АИ»	ИМПТОК+ЭС	99 600	171 000
90	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК	98 700	169 200
91	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ ИМПТОК +МЛТ	112 300	185 200
92	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК +ЭД+МЛТ	112 400	186 300
93	«РЕФТОН-01-АИ»	ЭС+МЛТ+СТ	116 800	195 000
94	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+КТ+ ИМПТОК	110 900	181 400
95	«РЕФТОН-01-АИ»	ИМПТОК+МЛТ	100 900	173 500
96	«РЕФТОН-01-АИ»	ИМПТОК+ЭС+ЭД	111 700	184 000
97	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК+ЭД	110 800	182 200
98	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК +КТ+МЛТ	112 600	185 500
99	«РЕФТОН-01-АИ»	ИМПТОК+КРАНИО	99 500	170 800
100	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК+ЭС	111 000	182 700
101	«РЕФТОН-01-АИ»	ИМПТОК+ЭД+МЛТ	113 000	186 500
102	«РЕФТОН-01-АИ»	КРАНИО+МЛТ	101 200	175 000
103	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+КРАНИО	99 000	188 000
104	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ ИМПТОК+ЭД+МЛТ	124 300	198 200
105	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК +МЛТ+СТ	115 800	193 200
106	«РЕФТОН-01-АИ»	КРАНИО+ЭД	99 700	171 900
107	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ ИМПТОК +МЛТ+СТ	127 800	205 000
108	«РЕФТОН-01-АИ»	ИМПТОК+КРАНИО+ЭД	111 600	183 800
109	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+КТ+ИМПТОК+ЭД	123 000	194 400
110	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК+ЭС+ЭД+МЛТ	136 700	211 700
111	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК +ЭД+МЛТ+СТ	127 900	206 000
112	«РЕФТОН-01-АИ»	ИМПТОК+КРАНИО+МЛТ	113 000	186 800

ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ЧАСТНЫЕ КЛИНИКИ
РАЗЛИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ.

196626, Санкт-Петербург, Шушары, ул. Пушкинская, 10/2

Наименование моделей и их модификаций для одноканального и двухканального исполнения

113	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+КРАНИО+МЛТ	112 500	186 600
114	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК+КРАНИО	110 900	182 500
115	«РЕФТОН-01-АИ»	ИМПТОК+МЛТ+СТ	116 400	193 400
116	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+КТ+ КРАНИО	111 300	182 900
117	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ ИМПТОК+ КРАНИО+ МЛТ	124 500	198 500
118	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК+ЭС+ЭД	123 000	195 700
119	«РЕФТОН-01-АИ»	ИМПТОК+КРАНИО+ЭД+МЛТ	125 200	199 900
120	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК +КТ+МЛТ+СТ	128 000	205 400
121	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК+ КРАНИО+ЭД	123 000	195 400
122	«РЕФТОН-01-АИ»	ИМПТОК+ЭД+МЛТ+СТ	128 400	206 300
123	«РЕФТОН-01-АИ»	КРАНИО+МЛТ+СТ	116 700	194 800
124	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ ИМПТОК+ЭД+МЛТ+СТ	139 800	218 000
125	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК+ КРАНИО+ЭД+ МЛТ	136 500	211 500
126	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+КТ+ИМПТОК+КРАНИО	123 200	194 800
127	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК+ЭС+ЭД+МЛТ+СТ	152 100	231 500
128	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+КТ+ИМПТОК+ КРАНИО + МЛТ	136 800	210 700
129	«РЕФТОН-01-АИ»	ИМПТОК+КРАНИО+МЛТ+СТ	128 600	206 600
130	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+КРАНИО+МЛТ+СТ	128 000	206 600
131	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ ИМПТОК+ КРАНИО+ МЛТ+СТ	140 000	218 300
132	«РЕФТОН-01-АИ»	ИМПТОК+КРАНИО+ЭД+МЛТ+СТ	140 600	219 500
133	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+КТ+ИМПТОК+ КРАНИО +ЭД+ МЛТ	148 800	223 700
134	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК+ КРАНИО+ЭД+ МЛТ+СТ	152 000	231 300
135	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+КТ+ИМПТОК+ КРАНИО + МЛТ+СТ	152 200	230 500
136	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+КТ+ИМПТОК+ КРАНИО +ЭД+ МЛТ+СТ	164 300	243 500
137	«РЕФТОН-01-АИ»	ИТ(ИНТЕР)	----	112 000
138	«РЕФТОН-01-АИ»	ИТ(ТИТ)	----	112 000
139	«РЕФТОН-01-АИ»	ИТ	----	128 000
140	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИТ(ИНТЕР)	----	140 300
141	«РЕФТОН-01-АИ»	ИТ(ИНТЕР)+ЭД	----	152 800

ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ЧАСТНЫЕ КЛИНИКИ
РАЗЛИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ.

196626, Санкт-Петербург, Шушары, ул. Пушкинская, 10/2

Наименование моделей и их модификаций для одноканального и двухканального исполнения

142	«РЕФТОН-01-АИ»	ЭС+ИТ(ТИТ)	----	158 800
143	«РЕФТОН-01-АИ»	КРАНИО+ИТ(ТИТ)	----	183 100
144	«РЕФТОН-01-АИ»	ИТ(ИНТЕР)+МЛТ	----	186 900
145	«РЕФТОН-01-АИ»	ИТ(ТИТ)+МЛТ	----	186 900
146	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИТ(ИНТЕР)+ЭД	----	161 100
147	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+КТ+ИТ(ИНТЕР)	----	173 600
148	«РЕФТОН-01-АИ»	ЭС+ИТ(ТИТ)+ЭД	----	179 600
149	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК+ЭС+ИТ	----	202 100
150	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК+ИТ(ИНТЕР)	----	155 000
151	«РЕФТОН-01-АИ»	ИМПТОК+КРАНИО+ИТ(ТИТ)	----	191 400
152	«РЕФТОН-01-АИ»	КРАНИО+ИТ(ТИТ)+ЭД	----	203 800
153	«РЕФТОН-01-АИ»	ЭС+ИТ(ТИТ)+ЭД+МЛТ	----	234 400
154	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК+ЭС+ИТ+МЛТ	----	256 900
155	«РЕФТОН-01-АИ»	ИМПТОК+ЭС+ИТ(ТИТ)+ЭД	----	187 900
156	«РЕФТОН-01-АИ»	ИТ(ИНТЕР)+МЛТ+СТ	----	284 600
157	«РЕФТОН-01-АИ»	ИТ(ТИТ)+МЛТ+СТ	----	284 600
158	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+КРАНИО+ИТ	----	188 000
159	«РЕФТОН-01-АИ»	ИМПТОК+КРАНИО+ИТ(ТИТ)+МЛТ	----	256 200
160	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК+ЭС+ИТ+ МЛТ	----	256 900
161	«РЕФТОН-01-АИ»	ИМПТОК+ЭС+ИТ(ТИТ)+ЭД+МЛТ	----	242 800
162	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК+ИТ(ИНТЕР)+МЛТ	----	215 000
163	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК+ИТ(ИНТЕР)+ЭД	----	169 400
164	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ ИМПТОК+КРАНИО+ИТ+ МЛТ	----	281 200
165	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+КРАНИО+ИТ+МЛТ	----	272 900
166	«РЕФТОН-01-АИ»	ИМПТОК+КРАНИО+ИТ(ТИТ)+ЭД	----	212 200
167	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК+ЭС+ИТ+ЭД+МЛТ	----	277 700
168	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК+КРАНИО+ИТ	----	216 300
169	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК+ЭС+ИТ+МЛТ+СТ	----	354 600
170	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК+ИТ(ИНТЕР)+ЭД+МЛТ	----	224 300

**ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ЧАСТНЫЕ КЛИНИКИ
РАЗЛИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ.**

196626, Санкт-Петербург, Шушары, ул. Пушкинская, 10/2

Наименование моделей и их модификаций для одноканального и двухканального исполнения

171	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК+КРАНИО+ИТ+ЭД	----	237 100
172	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИТ(ИНТЕР)+ЭД+МЛТ+СТ	----	313 700
173	«РЕФТОН-01-АИ»	ИМПТОК+КРАНИО+ИТ(ТИТ)+МЛТ+СТ	----	353 900
174	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК+ЭС+ИТ+ МЛТ+СТ	----	354 600
175	«РЕФТОН-01-АИ»	ИМПТОК+ЭС+ИТ(ТИТ)+ЭД+МЛТ+СТ	----	350 500
176	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК+ИТ(ИНТЕР)+МЛТ+СТ	----	312 000
177	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+КТ+ИМПТОК+КРАНИО+ИТ	----	249 600
178	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ ИМПТОК+КРАНИО+ИТ+ МЛТ+СТ	----	378 900
179	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+КРАНИО+ИТ+МЛТ+СТ	----	370 600
180	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК+ЭС+ИТ+ЭД+МЛТ+СТ	----	375 400
181	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК+ИТ(ИНТЕР)+ЭД+МЛТ+СТ	----	322 000
182	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ ИМПТОК+КРАНИО+ИТ+ЭД+ МЛТ	----	292 000
183	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ ИМПТОК+КРАНИО+ИТ+ЭД+ МЛТ+СТ	----	399 700
184	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+КТ+ИМПТОК+КРАНИО+ИТ+ЭД+МЛТ+СТ	----	432 900
185	«РЕФТОН-01-АИ»	ФИЗИО+РЕФЛЕКС+ТЕПЛО+МЛТ	210 000	354 900
186	«РЕФТОН-01-АИ»	ФИЗИО+РЕФЛЕКС+ТЕПЛО+МЛТ+СТ	234 000	397 600
187	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК+КРАНИО+ЭД+ФИЗИО+РЕФЛЕКС+ ТЕПЛО+МЛТ+СТ	294 000	----
188	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+КТ+ИМПТОК+КРАНИО+ЭД+ФИЗИО+РЕФЛЕКС+ ТЕПЛО+МЛТ+СТ	318 000	----
189	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК+КРАНИО+ИТ+ЭД+ ФИЗИО+РЕФЛЕКС+ТЕПЛО+МЛТ	----	610 000
190	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК+КРАНИО+ИТ+ЭД+ ФИЗИО+РЕФЛЕКС+ТЕПЛО+МЛТ+СТ	----	649 900
191	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+КТ+ИМПТОК+КРАНИО+ИТ+ЭД+ ФИЗИО+РЕФЛЕКС+ТЕПЛО+МЛТ+СТ	----	664 900
«РЕФТОН-01-РФТЛС»				
192	«РЕФТОН-01-РФТЛС»	Рефлекс+Физио+Тепло+Лазер	----	По запросу
193	«РЕФТОН-01-РФТЛС»	Рефлекс+Физио+Тепло+Лазер+СТ	----	По запросу

ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ЧАСТНЫЕ КЛИНИКИ
РАЗЛИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ.

196626, Санкт-Петербург, Шушары, ул. Пушкинская, 10/2

Наименование моделей и их модификаций для одноканального и двухканального исполнения

принадлежности:

электроды фланелевые с токопроводящей графитизированной тканью	от 100 руб./шт.
кабель пациента	от 1600 руб./шт.
излучатель лазерный	от 17300 руб./шт.
нозологический электродный трафарет (маска) №1, №2, №3)	от 8000 руб./шт.

Аппараты серии «РЕФТОН-01» работают в режимах:

- ✓ **СТАБИЛИЗАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ** - модели «РЕФТОН-01-П», «РЕФТОН-01-А», «РЕФТОН-01-РФТЛС»;
- ✓ **СТАБИЛИЗАЦИИ ТОКА** – модель «РЕФТОН-01-АИ».

ОСОБЕННОСТИ:

✓ неизменно высокое и стабильное качество производимого оборудования гарантировано внедрённой и функционирующей на предприятии системой менеджмента качества ISO 13485:2016 в области «Разработка, производство и реализация физиорефлексотерапевтических аппаратов» (Сертификат № 3750326 от 25.03.2022 г.);

✓ сочетание в одном аппарате функций нескольких различных (в т.ч. европейских) аппаратов, что позволяет рассматривать оборудование в качестве импортозамещаемой продукции;

✓ работа аппаратов доступна в режиме стабилизации тока или стабилизации напряжения;

✓ потребителю предоставлены расширенные функциональные возможности, в том числе:

- применение десяти форм импульсов,
- пять форм модулирующих напряжений,
- произвольное соотношение сигн/пауза (Тс/Тп),
- установка амплитуды тока в четырёх диапазонах: до 1 мА (0÷1000 мкА с шагом 1 мкА), до 5 мА (0÷5000 мкА с шагом 5 мкА), до 10 мА, до 100 мА;

✓ наличие предустановленных программ (протоколов) лечения;

✓ возможность изменения параметров процедур, не прерывая её проведения;

✓ доступность выбора модели с минимальным количеством режимов и типов воздействия;

✓ простота использования, легкость освоения и доступность интерфейса, что позволяет использовать аппараты даже в домашних условиях;

✓ учебно-методические пособия БелМАПО МЗ РБ (2013г., 2021г., 2022г.) по применению методов электро- и магнитолазерной терапии, используемых для лечения и реабилитации пациентов при различных заболеваниях воспалительного, дистрофического и сосудистого генеза, с применением современных физиотерапевтических аппаратов серии «РЕФТОН-01» - описаны терапевтические возможности аппаратов, в том числе для проведения ЧЭНС +ЭС + МДМ + МИКРОПОЛЯРИЗАЦИИ (ТКМП И ТВМП), а также ГТ+СМТ+ДДТ+ФТ+КТ+МЛТ;

✓ надежность в эксплуатации, мобильность, доступность по цене.

Режимы и типы воздействия, реализуемые в аппаратах «РЕФТОН-01»:

1. **ГТ** – гальванический ток;

ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ЧАСТНЫЕ КЛИНИКИ
РАЗЛИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ.

196626, Санкт-Петербург, Шушары, ул. Пушкинская, 10/2

Наименование моделей и их модификаций для одноканального и двухканального исполнения

2. **СМТ** – синусоидальные модулированные токи (расширенная амплипульстерапия);
3. **ДДТ** – диадинамические токи;
4. **КТ** – кольцевой тип воздействия токами СМТ и ДДТ с распределением на 2, 3 или 4 поля;
5. **ФТ** – флюктуирующие токи;
6. **ЭМС** – электромиостимуляция (стимуляция нервно-мышечного аппарата: ЭМС1+ЭМС2);
7. **СТ** – светотерапия, исполнение на сверхярких диодах в диапазоне волн 380 ÷ 680 нм (красный, синий, зелёный, жёлтый), диаметр 20 мм, мощность до 35 мВт;
8. **МЛТ** – магнитолазерная терапия (длина волны лазерного излучения 660 нм (красный диапазон спектра), мощность до 25 мВт);
9. **ФИЗИО**: ГТ (гальванический ток); ДДТ (диадинамические токи), СМТ (синусоидально-модулированные токи, ТТ (тетанизирующий ток);
10. **РЕФЛЕКС**: инвазивное и неинвазивное воздействие на точки акупунктуры постоянным (ГТ) током, СМТ– токами и сигналами специальной формы («спайк»–волна) ;
11. **ЛАЗЕР**: воздействие на точки акупунктуры низкоинтенсивным лазерным излучением;
12. **ТЕПЛО**: термолука;
13. **АНТОК**: ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС+КТ+ФТ (КТ по дополнительной заявке);
14. **ИМПТОК** – импульсные токи: **ЧЭНС** (чрескожная электронейростимуляция) + **FM** (частотно-модулированные токи: **FM1 + стохастический ток**) + **IG**(импульсная гальванизация: **IG30 + IG50**) + **ТТ** (тетанизирующий ток) + **UR** (ультрастимулирующий ток по Треберту) + **МИО** (стимуляция нервно-мышечного аппарата: **миостимуляция + токи Котца**);
15. **КРАНИО** – транскраниальная электротерапия (**возможно применение 10-ти форм тока**): **ЭС** (электросон) + **ТЭС** (транскраниальная электростимуляция или центральная электроанальгезия) + **МИКРО** - микрополяризация: **ТКМП** (транскраниальная микрополяризация) + **ТВМП** (трансвертебральная микрополяризация) + **МИКРОТОКИ** (микротоковая терапия, по дополнительной заявке) + **МДМ** (мезодиэнцефальная модуляция);
16. **ИТ** – интерференционные токи: **ИНТЕР** (классическая интерференцтерапия) + **ТИТ** (транскраниальная интерференцтерапия); Несущая частота F_n : 2000÷10000 Гц, шаг 1000 Гц; Диапазон изменения частоты ИТ(частота биений) в ручном режиме (Пост) F_i : 1÷200 Гц; В автоматическом режиме возможна установка любого диапазона качания частоты (Кач): 1÷200÷1 Гц
17. **ЭС** – электросон. Форма импульса: Ф1, Ф3, Ф4, Ф5, Ф8; Режим качания частоты: 1÷200÷1 Гц
18. **ЭД** – электродиагностика (режимы работы – «автомат» или «ручной): **КЭД** (классическая электродиагностика) + **Сила/длительность** (кривая сила/длительность) + **Хронаксия** (минимальное время, требуемое для возбуждения мышечной либо нервной ткани постоянным электрическим током удвоенной пороговой силы), **на экран выводятся все сохраненные значения тока для каждого Тс**;

для «**РЕФТОН-01-П**» - пункты 1; 3; 7; 8.

для «**РЕФТОН-01-А**» - пункты 1÷8.

для «**РЕФТОН-01-РФТЛС**» - пункты 9÷12; 7.

для «**РЕФТОН-01-АИ**» - пункты 1÷18.

ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ЧАСТНЫЕ КЛИНИКИ
РАЗЛИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ.

196626, Санкт-Петербург, Шушары, ул. Пушкинская, 10/2

Наименование моделей и их модификаций для одноканального и двухканального исполнения

Формы импульсов, применяемые в модели «РЕФТОН-01-АИ»:

