

ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ЧАСТНЫЕ КЛИНИКИ РАЗЛИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ.
196626, Санкт-Петербург, Шушары, ул. Пушкинская, 10/2

Аппараты РИКТА

Модель	Описание	Цена, руб
Портативные аппараты		
Рикта Эсмил-1А	лазер инфракрасный, импульсный, (16 Вт), светодиоды инфракрасные, непрерывные (60 мВт), светодиоды красные, непрерывные (7 мВт), магнит (35 мТл) 	19 500
Рикта Эсмил-2А	лазер инфракрасный, импульсный, (16 Вт), светодиоды инфракрасные, непрерывные (60 мВт), светодиоды красные, непрерывные (7 мВт), магнит (35 мТл), электротерапия 	26 000
Рикта Актив Вет (для животных)	лазер инфракрасный, импульсный, (21 Вт), светодиоды инфракрасные, непрерывные (60 мВт), светодиоды красные, непрерывные (7 мВт), светодиоды синие, непрерывные (10 мВт), магнит (35 мТл), 6 режимов частот 	34 500
Стационарные аппараты		
Рикта 04/4	лазер инфракрасный, импульсный, (16 Вт), регулируемая мощность, светодиоды инфракрасные, непрерывные (60 мВт), светодиоды красные, непрерывные (7 мВт), магнит (35 мТл) 	36 900
Дополнительные излучатели		
Дополнительные излучатели Т...-04	лазер инфракрасный, импульсный, светодиоды инфракрасные, непрерывные (60 мВт), светодиоды красные, непрерывные (7 мВт), магнит (35 мТл)	

ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ЧАСТНЫЕ КЛИНИКИ РАЗЛИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ.
196626, Санкт-Петербург, Шушары, ул. Пушкинская, 10/2

		
T1-04	16 Вт	17 100
T2-04	20 Вт	20 400
Дополнительные излучатели Т...Е-04	лазер инфракрасный, импульсный, светодиоды инфракрасные, непрерывные (60 мВт), светодиоды красные, непрерывные (7 мВт), магнит (35 мТл), электротерапия 	
T1E-04	16 Вт	22 200
T2E-04	20 Вт	25 500
Дополнительные излучатели Душ-1-04	лазер инфракрасный, импульсный, светодиоды инфракрасные, непрерывные (60 мВт), светодиоды красные, непрерывные (7 мВт), магнит (35 мТл) 	
Душ-1-04 (30 Вт)	30 Вт	22 600
Душ-1-04 (50 Вт)	50 Вт	26 500
Дополнительные излучатели Душ-2-04	лазер инфракрасный, импульсный, (10 Вт), светодиоды инфракрасные, непрерывные (60 мВт), светодиоды красные, непрерывные (7 мВт), магнит (6 мТл) 	
Душ-2-04	10 Вт	28 900
Дополнительные излучатели ИВП-1-04	лазер инфракрасный, импульсный, (8 Вт), светодиоды инфракрасные, непрерывные (60 мВт), излучатель внутриполостной 	

ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ЧАСТНЫЕ КЛИНИКИ РАЗЛИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ.
196626, Санкт-Петербург, Шушары, ул. Пушкинская, 10/2

ИВП-1-04	8 Вт	24 300
Световодные насадки к аппаратам Рикта		
Насадки КОН-1	насадки световодные, 4 шт. 	3 000
Насадки КОН-3	насадки световодные, 3 шт. 	2 700
Насадки КОН-Г	насадки световодные, гинекологические, 5 шт. 	7 000
Насадка ЛВН (для лазерно-вакуумного массажа)	насадка световодная, для лазерно-вакуумного массажа 	2 850
Очки защитные противолазерные		
Биолазер	ИК, красный, УФО спектр.	1 950
IZ 11 001	ИК, красный, УФО спектр.	1 800
Для пациента	легкие и удобные непрозрачные очки из пластика.	750
Дополнительные принадлежности к аппаратам		
Штатив - держатель	для фиксации терминала над облучаемой поверхностью.	2 500
Держатель - удлинитель	для фиксации терминала над облучаемой поверхностью. 	1 500