

ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ЧАСТНЫЕ КЛИНИКИ  
РАЗЛИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ.

196626, Санкт-Петербург, Шушары, ул. Пушкинская, 10/2

Наименование моделей и их модификаций для одноканального и двухканального исполнения				
№ п/п	Модель «РЕФТОН-01-П»		1 канал	2 канала
1	«РЕФТОН-01-П»	ГТ	21250	-----
2	«РЕФТОН-01-П»	ДДТ	32460	-----
3	«РЕФТОН-01-П»	ГТ+ДДТ	44440	-----
4	«РЕФТОН-01-П»	ГТ+МЛТ	46370	-----
5	«РЕФТОН-01-П»	ДДТ+МЛТ	57570	-----
6	«РЕФТОН-01-П»	ГТ+ДДТ+МЛТ	63950	-----
Модель «РЕФТОН-01-А»				
7	«РЕФТОН-01-А»	ДДТ	47190	75504
8	«РЕФТОН-01-А»	СМТ	49770	79632
9	«РЕФТОН-01-А»	ЭМС	58140	93024
10	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ	62370	99792
11	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+ДДТ	62370	99792
12	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+МЛТ	62370	99792
13	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+ЭМС	68600	109760
14	«РЕФТОН-01-А»	СМТ+ДДТ	70040	112064
15	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ+ФТ	74260	118816
16	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+ДДТ+ФТ	74260	118816
17	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ+ДДТ	74620	119392
18	«РЕФТОН-01-А»	ДДТ+МЛТ	75700	121120
19	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ+ЭМС	78850	126160
20	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+ДДТ+ЭМС	78850	126160
21	«РЕФТОН-01-А»	СМТ+ДДТ+КТ	78850	126160
22	«РЕФТОН-01-А»	СМТ+МЛТ	78850	126160
23	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ+ДДТ+КТ	82600	132160
24	«РЕФТОН-01-А»	СМТ+ДДТ+ЭМС	83080	132928
25	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+ДДТ+МЛТ	84530	135248
26	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС	85850	137360
27	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ+ДДТ+ФТ	85850	137360
28	«РЕФТОН-01-А»	СМТ+ДДТ+ФТ+ЭМС	85850	137360
29	«РЕФТОН-01-А»	ЭМС+МЛТ	86940	139104
30	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ+МЛТ	87240	139584
31	«РЕФТОН-01-А»	СМТ+ДДТ+МЛТ	92140	147424
32	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ+ФТ+МЛТ	93590	149744
33	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+ЭМС+МЛТ	96700	154720

ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ЧАСТНЫЕ КЛИНИКИ  
РАЗЛИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ.

196626, Санкт-Петербург, Шушары, ул. Пушкинская, 10/2

34	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС+ФТ	96720	154752
35	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+ДДТ+ФТ+МЛТ	101300	162080
36	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС+КТ+ФТ	105300	168480
37	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ+ЭМС+МЛТ	105810	169296
38	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+ДДТ+ЭМС+МЛТ	105810	169296
39	«РЕФТОН-01-А»	СМТ+ДДТ+КТ+МЛТ	106870	170992
40	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ+ДДТ+МЛТ	110030	176048
41	«РЕФТОН-01-А»	СМТ+ДДТ+ЭМС+МЛТ	110030	176048
42	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ+ДДТ+КТ+МЛТ	111090	177744
43	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ+ДДТ+ФТ+МЛТ	111090	177744
44	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС+МЛТ	114350	182960
45	«РЕФТОН-01-А»	СМТ+ДДТ+ФТ+ЭМС+МЛТ	114650	183440
46	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС+ФТ+МЛТ	125220	200352
47	«РЕФТОН-01-А»	СМТ+ДДТ+СТ+МЛТ	128600	205760
48	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ+ДДТ+СТ+МЛТ	132100	211360
49	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС+КТ+ФТ +МЛТ	133790	214064
50	«РЕФТОН-01-А»	ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС+КТ+ФТ +МЛТ+СТ	158790	254064
<b>Модель «РЕФТОН-01-АИ»</b>				
51	«РЕФТОН-01-АИ»	ЭС	68000	108800
52	«РЕФТОН-01-АИ»	ЭД	70560	112896
53	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК	87740	140384
54	«РЕФТОН-01-АИ»	ЭС+МЛТ/СТ	96500	154400
55	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК + КТ	98740	157984
56	«РЕФТОН-01-АИ»	ЭД+МЛТ/СТ	99060	158496
57	«РЕФТОН-01-АИ»	ИМПТОК	100850	161360
58	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ЭС	104740	167584
59	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ЭД	107740	172384
60	«РЕФТОН-01-АИ»	КРАНИО	111210	177936
61	«РЕФТОН-01-АИ»	ИМПТОК+КТ	111850	178960
62	«РЕФТОН-01-АИ»	ИМПТОК+ЭС	113340	181344
63	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК +МЛТ/СТ	115630	185008
64	«РЕФТОН-01-АИ»	ИМПТОК+ЭД	120850	193360
65	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК	122785	196456
66	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+КТ+МЛТ/СТ	126630	202608
67	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+КРАНИО	126700	202720
68	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК+ЭС	128880	206208
69	«РЕФТОН-01-АИ»	ИМПТОК+МЛТ/СТ	129350	206960
70	«РЕФТОН-01-АИ»	КРАНИО+ЭД	131210	209936
71	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+КРАНИО+МЛТ/СТ	133145	213032
72	«РЕФТОН-01-АИ»	ИМПТОК+ЭС+ЭД	133340	213344
73	«РЕФТОН-01-АИ»	ИМПТОК+КРАНИО	133760	214016
74	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК + КТ+ИМПТОК	133785	214056
75	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК +ЭД+МЛТ/СТ	136240	217984
76	«РЕФТОН-01-АИ»	КРАНИО+МЛТ/СТ	139710	223536
77	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК+ЭД	142785	228456
78	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК+ЭС+ЭД	148880	238208
79	«РЕФТОН-01-АИ»	ИМПТОК+ЭД+МЛТ/СТ	149350	238960
80	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК+КРАНИО	151120	241792
81	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ ИМПТОК +МЛТ/СТ	151285	242056

ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ЧАСТНЫЕ КЛИНИКИ  
РАЗЛИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ.

196626, Санкт-Петербург, Шушары, ул. Пушкинская, 10/2

82	«РЕФТОН-01-АИ»	ИМПТОК+КРАНИО+ЭД	153760	246016
83	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+КТ+ИМПТОК+ЭД	153785	246056
84	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК+ КРАНИО+ЭД	171120	273792
85	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ ИМПТОК+ЭД+МЛТ/СТ	171285	274056
86	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК+ЭС+ЭД+МЛТ/СТ	177380	283808
87	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ ИМПТОК+ КРАНИО+ МЛТ/СТ	179620	287392
88	«РЕФТОН-01-АИ»	ИМПТОК+КРАНИО+ЭД+МЛТ/СТ	182260	291616
89	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК+ КРАНИО+ЭД+ МЛТ/СТ	199620	319392
90	«РЕФТОН-01-АИ»	ИТ(ИНТЕР)	————	132150
91	«РЕФТОН-01-АИ»	ИТ(ТИТ)	————	132750
92	«РЕФТОН-01-АИ»	ИТ	————	140150
93	«РЕФТОН-01-АИ»	ИТ(ИНТЕР)+ЭД	————	154150
94	«РЕФТОН-01-АИ»	ЭС+ИТ(ТИТ)	————	158580
95	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИТ(ИНТЕР)	————	159460
96	«РЕФТОН-01-АИ»	ИТ(ИНТЕР)+МЛТ/СТ	————	160650
97	«РЕФТОН-01-АИ»	ИТ(ТИТ)+МЛТ/СТ	————	160950
98	«РЕФТОН-01-АИ»	ИМПТОК+ИТ(ИНТЕР)	————	161600
99	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+КТ+ИТ(ИНТЕР)	————	163460
100	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИТ	————	167460
101	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+КТ+ИТ(ИНТЕР)	————	172460
102	«РЕФТОН-01-АИ»	ЭС+ИТ(ТИТ)+ЭД	————	178580
103	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИТ(ИНТЕР)+ЭД	————	179460
104	«РЕФТОН-01-АИ»	КРАНИО+ИТ(ТИТ)	————	183600
105	«РЕФТОН-01-АИ»	ЭС+ИТ(ТИТ)+ЭД+МЛТ	————	192300
106	«РЕФТОН-01-АИ»	ИМПТОК+ИТ(ИНТЕР)+ЭД	————	199600
107	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК+ИТ(ИНТЕР)	————	206200
108	«РЕФТОН-01-АИ»	ИМПТОК+ИТ(ИНТЕР)+МЛТ/СТ	————	212400
109	«РЕФТОН-01-АИ»	КРАНИО+ИТ(ТИТ)+ЭД	————	214100
110	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+КРАНИО+ИТ(ИНТЕР)	————	218320
111	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+КРАНИО+ИТ(ТИТ)	————	218720
112	«РЕФТОН-01-АИ»	ИМПТОК+КРАНИО+ИТ	————	219150
113	«РЕФТОН-01-АИ»	ИМПТОК+КРАНИО+ИТ(ТИТ)	————	219200
114	«РЕФТОН-01-АИ»	ИМПТОК+КРАНИО+ИТ(ИНТЕР)	————	219900
115	«РЕФТОН-01-АИ»	ИМПТОК+ЭС+ИТ+ЭД	————	221500
116	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+КРАНИО+ИТ	————	222760
117	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК+ИТ(ИНТЕР)+МЛТ/СТ	————	231400
118	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК+ИТ(ИНТЕР)+ЭД	————	233400
119	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+КРАНИО+ИТ+МЛТ/СТ	————	237200
120	«РЕФТОН-01-АИ»	ИМПТОК+ЭС+ИТ+ЭД+МЛТ/СТ	————	240100
121	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК+КРАНИО+ИТ	————	241790
122	«РЕФТОН-01-АИ»	ИМПТОК+КРАНИО+ИТ+МЛТ/СТ	————	244320
123	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК+ИТ(ИНТЕР)+МЛТ/СТ	————	247300
124	«РЕФТОН-01-АИ»	ИМПТОК+КРАНИО+ИТ(ИНТЕР)+ЭД	————	251100
125	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+КТ+ИМПТОК+КРАНИО+ИТ	————	252790
126	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК+ИТ(ИНТЕР)+ЭД+МЛТ/СТ	————	254700
127	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК+ЭС+ИТ+МЛТ/СТ	————	277600
128	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК+КРАНИО+ИТ+ЭД	————	279400
129	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ ИМПТОК+КРАНИО+ИТ+ МЛТ/СТ	————	282600
130	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК+ЭС+ИТ+ЭД+МЛТ/СТ	————	289300

ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ЧАСТНЫЕ КЛИНИКИ  
 РАЗЛИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ.

196626, Санкт-Петербург, Шушары, ул. Пушкинская, 10/2

131	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК+КРАНИО+ИТ+ЭД+МЛТ/СТ	————	324780
132	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+КТ+ИМПТОК+КРАНИО+ИТ+ЭД+МЛТ/СТ	————	335400
133	«РЕФТОН-01-АИ»	АНТОК+ИМПТОК+КРАНИО+ИТ+ЭД+МЛТ+СТ	————	338900
<b>Модель «РЕФТОН-01-РФТЛС»</b>				
134	«РЕФТОН-01-РФТЛС»	Рефлекс+Физио+Тепло+Лазер	————	278800
135	«РЕФТОН-01-РФТЛС»	Рефлекс+Физио+Тепло+Лазер+СТ	————	303770

**МЛТ/СТ - СТ (комплект) заказывается дополнительно**

**Аппараты серии «РЕФТОН-01» работают в режимах:**

- ✓ **СТАБИЛИЗАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ** - модели «РЕФТОН-01-П», «РЕФТОН-01-А», «РЕФТОН-01-РФТЛС»;
- ✓ **СТАБИЛИЗАЦИИ ТОКА** – модель «РЕФТОН-01-АИ».

**Режимы и типы воздействия, реализуемые в аппаратах «РЕФТОН-01»:**

1. **ГТ** – гальванический ток;
2. **СМТ** – синусоидальные модулированные токи (расширенная амплипульстерапия);
3. **ДДТ** – диадинамические токи;
4. **КТ** – кольцевой тип воздействия токами СМТ и ДДТ с распределением на 2, 3 или 4 поля;
5. **ФТ** – флюктуирующие токи;
6. **ЭМС** – электромиостимуляция (стимуляция нервно-мышечного аппарата: ЭМС1+ЭМС2);
7. **СТ** – светотерапия, исполнение на сверхярких диодах в диапазоне волн 380 ÷ 680 нм (красный, синий, зелёный, жёлтый), диаметр 20 мм, мощность до 35 мВт;
8. **МЛТ** – магнитолазерная терапия (длина волны лазерного излучения 660 нм (красный диапазон спектра), мощность до 25 мВт);
9. **ФИЗИО**: ГТ (гальванический ток); ДДТ (диадинамические токи), СМТ (синусоидально-модулированные токи, ТТ (тетанизирующий ток);
10. **РЕФЛЕКС**: Импульсный сигнал имеет форму «Спайк – волна»;
11. **ЛАЗЕР**: воздействие на точки акупунктуры низкоинтенсивным лазерным излучением;
12. **ТЕПЛО**: термопунктура;
13. **АНТОК**: ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС+КТ+ФТ (КТ по дополнительной заявке);
14. **ИМПТОК** – импульсные токи: ЧЭНС (чрескожная электронейростимуляция) + FM (частотно-модулированные токи: FM1 + стохастический ток) + IG (импульсная гальванизация: IG30 + IG50) + TT (тетанизирующий ток) + UR (ультрастимулирующий ток по Треберту) + МИО (стимуляция нервно-мышечного аппарата: миостимуляция + токи Котца);
15. **КРАНИО** – транскраниальная электротерапия: ЭС (электросон) + ТЭС (транскраниальная электростимуляция или центральная электроанальгезия) + МИКРО - микрополяризация: ТКМП (транскраниальная микрополяризация) + ТВМП (трансвертебральная микрополяризация) + МИКРОТОКИ (микротоковая терапия) + МДМ (мезодизэнцефальная модуляция);
16. **ИТ** – интерференционные токи: ИНТЕР (классическая интерференцтерапия) + ТИТ (транскраниальная интерференцтерапия);
17. **ЭС** – электросон;
18. **ЭД** – электродиагностика: КЭД (классическая электродиагностика) + Сила/длительность (кривая сила/длительность) + Хронаксия (минимальное время, требуемое для возбуждения мышечной либо нервной ткани постоянным электрическим током удвоенной пороговой силы).

ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ЧАСТНЫЕ КЛИНИКИ  
РАЗЛИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ.

196626, Санкт-Петербург, Шушары, ул. Пушкинская, 10/2


для «РЕФТОН-01-П» - пункты 1, 3, 8.

для «РЕФТОН-01-А» - пункты 1÷8.

для «РЕФТОН-01-РФТЛС» - пункты 9÷12.

для «РЕФТОН-01-АИ» - пункты 13÷18.

**Формы импульсов, применяемые в модели «РЕФТОН-01-АИ»:**



**Отличительные особенности аппаратов:**

- ✓ Работа аппаратов в режиме стабилизации тока или напряжения;
- ✓ Наличие предустановленных программ лечения;
- ✓ Корректировка основных параметров процедуры, не прерывая её проведения;
- ✓ Основные процедуры имеют расширенные возможности;
- ✓ Десять форм воздействующих импульсов;
- ✓ Формы модулирующих напряжений (Фм): Ф1, Ф3, Ф4, Ф5, Ф8;
- ✓ Установка амплитуды тока в четырёх диапазонах: 1; 5; 10; 100 мА;
- ✓ Сочетание функций известных европейских аппаратов;
- ✓ Произвольные соотношения сигн/пауза Тс/Тп;
- ✓ Доступность выбора модели с минимальным количеством функций;
- ✓ Наличие учебно-методических пособий БелМАПО МЗ РБ 2013, 2021-2022 г.