



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 27 мая 2024 года № РЗН 2024/22719

На медицинское изделие

**Аппарат для инъекционной карбокситерапии Med Expert CO2**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Общество с ограниченной ответственностью "Медэксперттехнолоджи"**

**(ООО "Медэксперттехнолоджи"), Россия,**

**143050, Московская область, г. Одинцово, р.п. Большие Вяземы, ул. Институт,  
д. 54**

Производитель

**"АЛВИ Прага с.р.о.", Чешская Республика,**

**ALVI Praha s.r.o., Štefánikova 18/25, Smichov, 150 00 Praha 5, Česká republika**

Место производства медицинского изделия

**ALVI Praha s.r.o., Štefánikova 18/25, Smichov, 150 00 Praha 5, Česká republika**

Номер регистрационного досье № РД-60849/108545 от 15.02.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2a**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической  
деятельности **26.60.13.190**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 27 мая 2024 года № 3046  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова**

**0077924**

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 мая 2024 года

№ РЗН 2024/22719

Лист 1

На медицинское изделие

**Аппарат для инъекционной карбокситерапии Med Expert CO2, в составе:**

- блок аппарата, модель Med Expert CO2 - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- подставка Med Expert CO2 с ручками - 1 шт. (при необходимости);
- регулятор углекислотный UR-5-3М-112 - 1 шт.
- ключ для подключения регулятора к баллону с CO2 - 1 шт. (при необходимости);
- пневмошланг Pnp 4x0.75-NT, 0,5 м - 1 шт.;
- пневмошланг Pnp 4x0.75-NT, 2 м - 1 шт.;
- поддон под огнетушитель ОУ-5 - 1 шт.;
- полка для насадок Med Expert CO2 - 1 шт.;
- полкодержатель, 4.5x5 - 2 шт.;
- шнур питания, 3 м x 0,75 мм<sup>2</sup>, 220 В - 1 шт.;
- педаль металлическая - 1 шт.;
- предохранитель, BGDП 5x20, 3А - 1 шт.

z

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0143761