

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Алмас-Сервис»

наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

Зарегистрирован(а) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве от 20.11.2008, ОГРН: 5087746443846

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

Адрес: 105275, г. Москва, ул. Гаражная, д.3А, кв. 11

Фактический адрес: 109147, г. Москва, ул. Абельмановская, д.6

телефон: 8(495)671-77-03, факс: 8(495)912-79-91, почта: info@almas-service.ru

адрес, телефон, факс

в лице Генерального директора Спиваковской Ольги Петровны

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация) заявляет, что Наборы пробных линз ALMAS, в вариантах исполнения MT-266, MT-226 с пробными оправами в составе

I. Набор пробных очковых линз ALMAS MT-266 в составе:

1. Чемодан для транспортировки и хранения с деревянным лотком под линзы - 1 шт. (при необходимости).

2. Линзы в металлическом ободке:

- стигматические линзы от -0.25 дптр. до -6.00 дптр. (шаг 0.25 дптр.), от -6.00 дптр. до -10.00 дптр. (шаг 0.50 дптр.), от -10.00 дптр. до -16.00 дптр. (шаг 1.00 дптр.), от -16.00 дптр. до -20.00 дптр. (шаг 2.00 дптр.), от +0.25 дптр. до +6.00 дптр. (шаг 0.25 дптр.), от +6.00 дптр. до +10.00 дптр. (шаг 0.50 дптр.), от +10.00 дптр. до +16.00 дптр. (шаг 1.00 дптр.), от +16.00 дптр. до +20.00 дптр. (шаг 2.00 дптр.) - не более 160 шт. (при необходимости);

- астигматические линзы от -0.25 дптр. до -4.00 дптр. (шаг 0.25 дптр.), -4.00 дптр. до -6.00 дптр. (шаг 0.50 дптр.), от +0.25 дптр. до +4.00 дптр. (шаг 0.25 дптр.), от +4.50 дптр. до +6.00 дптр. (шаг 0.50 дптр.) - не более 80 шт. (при необходимости);

- призмы 0.50 пр. дптр., от 1.00 пр. дптр. до 6,00 пр. дптр. (шаг 1.00 пр. дптр.), от 6.00 пр. дптр. до 10,00 пр. дптр. (шаг 1.00 пр. дптр.) - не более 14 шт. (при необходимости); - окклюдер - не более 1 шт. (при необходимости);

- линза с плоским полем зрения - не более 1 шт. (при необходимости);

- точечная диафрагма малая 1,0 мм - не более 1 шт. (при необходимости);

- точечная диафрагма большая 1,5 мм - не более 1 шт. (при необходимости);

- щелевая диафрагма малая 1,0 мм - не более 1 шт. (при необходимости);

- щелевая диафрагма большая 1,5 мм - не более 1 шт. (при необходимости);

- красный фильтр - не более 1 шт. (при необходимости);

- зеленый фильтр - не более 1 шт. (при необходимости);

- призма Мэддокса - не более 1 шт. (при необходимости);

- линза с перекрестьем - не более 1 шт. (при необходимости);

- матированная линза - не более 1 шт. (при необходимости);

- кросс-цилиндр +/-0,25 дптр. - не более 1 шт. (при необходимости);

- кросс-цилиндр +/-0,50 дптр. - не более 1 шт. (при необходимости).

3. Пробная оправа универсальная UTF 5080, STF 5470 или STF 4860 (2 шт. каждого исполнения при необходимости).

II. Набор пробных очковых линз ALMAS MT-226 в составе:

1. Чемодан для транспортировки и хранения с деревянным лотком под линзы - 1 шт. (при необходимости).

2. Линзы в металлическом ободке:

- стигматические линзы -0.12 дптр., от -0.25 дптр. до -4.00 дптр. (шаг 0.25 дптр.), от -4.00 дптр. до -8.00 дптр. (шаг 0.50 дптр.), от -8.00 дптр. до -16.00 дптр. (шаг 1.00 дптр.), от -16.00 дптр. до -20.00 дптр. (шаг 2.00 дптр.), +0.12 дптр., от +0.25 дптр. до +4.00 дптр. (шаг 0.25 дптр.), от +4.00 дптр. до +8.00 дптр. (шаг 0.50 дптр.), от +8.00 дптр. до +16.00 дптр. (шаг 1.00 дптр.), от +16.00 дптр. до +20.00 дптр. (шаг 2.00 дптр.) - не более 140 шт. (при необходимости);

- астигматические линзы -0.12 дптр., от -0.25 дптр. до -2.50 дптр. (шаг 0.25 дптр.), от -2.50 дптр. до -5.00 дптр. (шаг 0.50 дптр.), -6.00 дптр., +0.12 дптр., от +0.25 дптр. до +2.50 дптр. (шаг 0.25 дптр.), от +2.50 дптр. до +5.00 дптр. (шаг 0.50 дптр.), +6.00 дптр. - не более 68 шт. (при необходимости); - призмы 0.50 пр. дптр., от 1.00 пр. дптр. до 8,00 пр. дптр. (шаг 1.00 пр. дптр.) - не более 12 шт. (при необходимости);

- окклюдер - не более 1 шт. (при необходимости);

- точечная диафрагма малая 1,0 мм - не более 1 шт. (при необходимости);
- точечная диафрагма большая 1,5 мм - не более 1 шт. (при необходимости);
- щелевая диафрагма большая 1,5 мм - не более 1 шт. (при необходимости);
- красный фильтр - не более 1 шт. (при необходимости);
- зеленый фильтр - не более 1 шт. (при необходимости);
- кросс-цилиндр +/-0,25 дптр. - не более 1 шт. (при необходимости);
- кросс-цилиндр +/-0,50 дптр. - не более 1 шт. (при необходимости).

3. Пробная оправа универсальная UTF 5080, STF 5470 или STF 4860 (2 шт. каждого исполнения при необходимости).

(наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется Декларация,
Серийный выпуск, Код ОКПД 2 32.50.13.120, Код ТН ВЭД 9018 50 900 0
сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная, код ОК 005-93 и (или) ТН ВЭД ТС или ОК 002-93 (ОКУН))

Изготовитель: Lianyungang Tiannuo Optical Instrument Co., Ltd.

Адрес: No.3 Jinqiao Road, Dapu Industrial Park, 222002, Lianyungang, Jiangsu, China, Китай

(наименование изготовителя, страны и т.п.)

соответствует требованиям ГОСТ ISO 10993-1-2011; ГОСТ ISO 10993-5-2011; ГОСТ ISO 10993-10-2011; ГОСТ Р 52770-2016; ГОСТ Р 50444-92 Разделы 3, 4

(обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции)

Декларация принята на основании:

Сертификата системы менеджмента качества ISO 13485:2016 № 04719Q10000896 от 22.07.2019 года до 21.07.2022 года, выдан BEIJING HUA GUANG CERTIFICATION OF MEDICAL DEVICES CO., LTD, Регистрационного удостоверения № РЗН 2017/5958 от 10 июля 2017 года, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)

(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

Дата принятия декларации 23.04.2020

Декларация о соответствии действительна до 22.04.2021 г.



М.П. _____
(подпись)

О.П. Спиваковская
(инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии

Регистрационный номер RA.RU.11AD37, Орган по сертификации продукции "Красно Дар" ООО "ИД Контроль"

(наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию)

адрес: 127018, РОССИЯ, город Москва, ул. Суцёвский Вал, д. 9, к. 1, оф.513

Регистрационный номер декларации о соответствии РОСС RU Д-СН.АД37.В.28635/20, от 23.04.2020

(дата регистрации и регистрационный номер декларации)

М.П. _____ Гурьева Вера Михайловна

(подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)

