



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 17 марта 2025 года № РЗН 2025/24990

На медицинское изделие

**Комплекс программно-аппаратный дистанционного медицинского контроля
ДИМЕКО Т11 по ТУ 26.60.12-002-51082790-2022**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Телемедсервис"
(ООО "Телемедсервис"), Россия,

127422, Москва, ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 3, эт. 6, офис 16, 17

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "Телемедсервис"
(ООО "Телемедсервис"), Россия,

127422, Москва, ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 3, эт. 6, офис 16, 17

Место производства медицинского изделия

**ООО "Телемедсервис", Россия, 347922, Ростовская область, г. Таганрог,
ул. Энгельса, д. 8/ пер. Добролюбовский д. 45**

Номер регистрационного досье № РД-65263/84547 от 11.11.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 26.60.12.129

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 17 марта 2025 года № 1473
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0084514

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 марта 2025 года

№ РЗН 2025/24990

Лист 1

На медицинское изделие

**Комплекс программно-аппаратный дистанционного медицинского контроля
ДИМЕКО Т11 по ТУ 26.60.12-002-51082790-2022, в вариантах исполнения:**

I. Комплекс программно-аппаратный дистанционного медицинского контроля, модель Т11, в составе:

1. Блок программно-аппаратного комплекса дистанционного медицинского контроля с предустановленным программным обеспечением DIMECO - 1 шт.
2. Зарядное устройство в составе: адаптер питания 100-240В, 50/60 Гц, 33W - 1 шт. и кабель питания 0.5 м, USB Type-A / Type-C - 1шт.
3. Аккумуляторная батарея Li-Po, 3.7 В, 4100 мАч - 2 шт.
4. Манжета универсальная конусообразная 24-40 см - 1шт.
5. Паспорт - 1 экз.
6. Руководство по эксплуатации - 1 экз.

II. Комплекс программно-аппаратный дистанционного медицинского контроля ДИМЕКО, модель Т11а, в составе:

1. Блок программно-аппаратного комплекса дистанционного медицинского контроля с предустановленным программным обеспечением DIMECO - 1 шт.
2. Адаптер питания 100-240В, 50/60Гц, 33W - 1 шт. и кабель питания 0.5 м, USB Type-A / Type-C - 1 шт.
3. Паспорт - 1 экз.
4. Руководство по эксплуатации - 1 экз.

2

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0159144