

Apache C62



Apache L154



APACHE

Беспроводная ручная ультразвуковая система

APACHE


Беспроводная ручная ультразвуковая система

Apache C62

Apache L154

Apache – ручная

ультразвуковая система с 64 каналами, которая обеспечивает высокое качество изображений.



Ручную

ультразвуковую систему легко переносить и можно подключать к мобильному устройству.

Благодаря запатентованной технологии микро-формирования луча система потребляет очень мало энергии, что позволяет увеличить время сканирования.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЕЩЁ НИКОГДА НЕ БЫЛА ТАКОЙ ДОСТУПНОЙ

64-канальная ультразвуковая система


Высокое качество изображения по сравнению со стационарными ультразвуковыми системами

Высоко интегрированные решения

Собственные передовые технологии с разработанным в компании датчиком, аппаратным и программным обеспечением и облачными решениями

Длительное время сканирования

Длительное работа от аккумулятора до 2,5 часов непрерывного сканирования. Зарядную подставку можно использовать, как мобильный внешний аккумулятор



Легко дезинфицировать, благодаря защите IP67

Отсутствие вентилятора и защита IP67 соответствуют самым высоким требованиям к дезинфекции



Компактная. Легко переносить

Карманный размер. Ваш личный портативный инструмент для диагностики

Предустановки Apache C62



Предустановки Apache L154



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Apache C62		
Датчик		Apache C62 (конвексный)
Дизайн		Выпуклый линейный массив
Частота		2 - 6 МГц
Глубина сканирования		Макс. 30 см
Вес		354 г
Размер		171.5 (Д) x 80 (Ш) x 40 (В) мм
Ресурс аккумулятора		2,5 часа непрерывного сканирования
Зарядная подставка		Дополнительно 1,5 часа
Надёжность		IP67, водонепроницаемая
Режим сканирования		В-режим, цветовой доплер, М-режим, РW-режим
Мобильное приложение		Android, iOS
Кибербезопасность		Совместимость с HIPAA, AES 256, SSL/TLS
Гарантия		1 год
Управление данными изображений		Хранение и доступ через мобильное устройство или облачный сервис. Экспорт на локальный диск или удалённое место хранения

Apache L154		
Датчик		Apache L154 (линейный)
Дизайн		Линейный массив
Частота		4 - 15 МГц
Глубина сканирования		Макс. 12 см
Вес		350 г
Размер		167.1 (Д) x 72.1 (Ш) x 40 (В) мм
Ресурс аккумулятора		2 часа непрерывного сканирования
Зарядная подставка		Дополнительно 1,5 часа
Надёжность		IP67, водонепроницаемая
Режим сканирования		В-режим, цветовой доплер, М-режим, РW-режим
Мобильное приложение		Android, iOS
Кибербезопасность		Совместимость с HIPAA, AES 256, SSL/TLS
Гарантия		1 год
Управление данными изображений		Хранение и доступ через мобильное устройство или облачный сервис. Экспорт на локальный диск или удалённое место хранения