



PHILIPS

Здоровье матери
и ребенка

Фетальные мониторы Avalon FM20 и FM30

Компактные, универсальные устройства
для мониторинга матери и плода

* Авалон ФМ20 и ФМ30

Надежный мониторинг для эффективной помощи

Фетальные мониторы Avalon FM20 и Avalon FM30 позволяют быстро и легко получить всю необходимую информацию для наблюдения и ухода за Вашими пациентами. Мониторы обладают цветным сенсорным экраном, возможностью мониторинга тройни, подключения интеллектуальных датчиков и акушерского информационного центра. Каждый прибор имеет резервную память, буфер данных, интерфейс и другие важнейшие характеристики, благодаря которым медицинские работники по всему миру выбирают технологии Philips.

Фетальный монитор Avalon FM20 обеспечивает интегрированный мониторинг частоты пульса, ЭКГ, артериального давления матери, а также мониторинг ЧСС нескольких плодов, сократительной активности матки и двигательной активности плода. Система также позволяет осуществлять перекрестную проверку каналов для распознавания сердечных сокращений матери и каждого плода.

В дополнение к перечисленным показателям монитор матери и плода Avalon FM30 позволяет измерять ЧСС плода методом прямой КТГ, внутриматочное давление (инвазивно), а также пульсоксиметрию.

Оба монитора компактны, просты в эксплуатации и обеспечивают мгновенный доступ к наиболее важной информации.

Свобода движений и комфорт с системой Avalon CL*

Фетальные мониторы Avalon FM20 и FM30 совместимы с системой Avalon CL с беспроводными датчиками и измерителями артериального давления и пульсоксиметрии, что обеспечивает свободу движений матери во время непрерывного наблюдения за ней медицинского персонала. Система также передает данные в информационный центр IntelliSpace Perinatal** для внесения их в историю болезни.

Подключение к IntelliSpace Perinatal для получения полной информации с первого дня наблюдений

Мониторы Avalon FM20 и Avalon FM30 подключаются к акушерскому информационному центру IntelliSpace Perinatal для обеспечения непрерывного наблюдения и ухода — от первого посещения врача после наступления беременности до родов, послеродового ухода, выписки и последующих обращений.



Эргономичные гладкие и мягкие на ощупь датчики очень удобны в ежедневном использовании и, помимо этого, они являются водонепроницаемыми.



Мониторы Avalon FM20 и FM30 позволяют осуществлять мониторинг тройни с помощью усовершенствованной функции трехканального ультразвукового отслеживания и синхронного поиска по всем каналам ЧСС.



Будущие матери могут свободно передвигаться в пределах 100 метров от фетального монитора с беспроводными датчиками Avalon CL.

* Авалон СЛ

** Интеллиспейс Перинеитал



Интерфейс LAN обеспечивает беспрепятственную передачу данных в информационную сеть медицинского учреждения, что позволяет получить доступ к дополнительным возможностям и функциям системы.

Расширенная внутренняя резервная память для хранения данных пациента.

Функция автоматического форматирования экрана в зависимости от количества подключенных датчиков позволит вам полностью сконцентрироваться на пациентах, не отвлекаясь на лишние настройки.

Инновационные технологии позволяют производить мониторинг тройни, а также пульса матери при помощи ТОКО-датчика с последующей перекрестной проверкой каналов.



Яркий и четкий 6,5-дюймовый сенсорный экран с крупноформатным отображением цифр и графических данных.

Интуитивно понятное меню для удобства использования монитора.

Интеллектуальные датчики с функцией автораспознавания и светодиодным индикатором обнаружения датчика значительно упрощают работу.

Удобные крепления для мониторов матери и плода **Avalon FM20 и FM30**



Компания Philips предлагает широкий выбор монтажных креплений и высококачественных медицинских принадлежностей для оптимизации работы ваших мониторов.

862198 Avalon FM20

862199 Avalon FM30

Дополнительную информацию можно получить на сайте: www.philips.com/AvalonFM20
www.philips.com/AvalonFM30

© Koninklijke Philips N.V., 2018 г.
Все права защищены. Технические характеристики могут изменяться без уведомления.
Товарные знаки являются собственностью компании Koninklijke Philips N.V. или их соответствующих владельцев.



Регистрационное удостоверение: № P3H 2013/1289
www.philips.com
Данный материал предназначен только для контрагентов ООО «ФИЛИПС» и медицинских работников.
4522 962 30817/862 Апрель 2018