



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ  
№ ФСР 2010/09606**

04 апреля 2013 года

Настоящее регистрационное удостоверение выдано  
Общество с ограниченной ответственностью «Ферропласт Медикал»  
(ООО «Ферропласт Медикал»), Россия,  
152260, Ярославская область, Некрасовский р-н, п.Приволжский  
и подтверждает, что медицинское изделие  
Отсасыватели хирургические ОХ-10-«Я-ФП»  
по ТУ 9444-015-55307168-2010  
производства

Общество с ограниченной ответственностью «Ферропласт Медикал»  
(ООО «Ферропласт Медикал»), Россия,  
152260, Ярославская область, Некрасовский р-н, п.Приволжский  
место производства: см. приложение

класс потенциального риска 2а

ОКП 94 4470

вид медицинского изделия –

соответствующее регистрационному досье № РД-448/9994 от 20.03.2013

Приложение: на 2 листах

В соответствии с приказом Росздравнадзора от 04 апреля 2013 года № 1196-Пр/13  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Врио руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0000596

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

Лист 1

№ ФСР 2010/09606

I. Отсасыватели хирургические ОХ-10-«Я-ФП» в следующих исполнениях:

ОХ-10-«Я-ФП»-01 в составе:

- емкость-сборник 1000 мл. - 1 шт.;
- трубка аспирационная 2 м - 1 шт.;
- трубка с фильтром воздушным - 1 шт.;
- катетер - 1 шт.

Принадлежности (запасные части):

- фильтр воздушный - 2 шт.;
- вставка плавкая 2 А - 2 шт.;
- вставка плавкая 3 А - 2 шт.

ОХ-10-«Я-ФП»-02 в составе:

- емкость-сборник 1000 мл. - 1 шт.;
- трубка аспирационная 2 м - 1 шт.;
- трубка с фильтром воздушным - 1 шт.;
- катетер - 1 шт.

Принадлежности (запасные части):

- фильтр воздушный - 2 шт.;
- вставка плавкая 2 А - 2 шт.

ОХ-10-«Я-ФП»-03 в составе:

- емкость-сборник 1000 мл. - 1 шт.;
- трубка аспирационная 2 м - 1 шт.;
- трубка с фильтром воздушным - 1 шт.;
- катетер - 1 шт.

Принадлежности (запасные части):

- фильтр воздушный - 2 шт.;
- вставка плавкая 2 А - 2 шт.

ОХ-10-«Я-ФП»-04 в составе:

- емкость-сборник 2500 мл. - 2 шт.;
- трубка аспирационная 2 м - 1 шт.;
- трубка с фильтром воздушным - 1 шт.;
- катетер - 1 шт.;

- переключатель педальный - 1 шт.

Принадлежности (запасные части):

- фильтр воздушный - 2 шт.;
- вставка плавкая 2 А - 2 шт.

ОХ-10-«Я-ФП»-05 в составе:

Врио руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

04 апреля 2013 года

М.А. Мурашко

0000747

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

Лист 2

**№ ФСР 2010/09606**

- емкость-сборник 2500 мл. - 2 шт.;
- трубка аспирационная 2 м - 1 шт.;
- трубка с фильтром воздушным - 1 шт.;
- катетер - 1 шт.;

- переключатель педальный - 1 шт.

Принадлежности (запасные части):

- фильтр воздушный - 2 шт.;

- вставка плавкая 2 А - 2 шт.

ОХ-10-«Я-ФП»-06 в составе:

- емкость-сборник 2500 мл. - 2 шт.;

- емкость-сборник 500 мл. - 2 шт.;

- трубка 6 абортная аспирационная - 1 шт.;

- трубка 7 абортная аспирационная - 1 шт.;

- трубка 8 абортная аспирационная - 1 шт.;

- трубка аспирационная 2 м - 1 шт.;

- трубка с фильтром воздушным - 1 шт.;

- переключатель педальный - 1 шт.

Принадлежности (запасные части):

- фильтр воздушный - 2 шт.;

- вставка плавкая 1А - 2 шт.;

- вставка плавкая 2 А - 2 шт.

II. Место производства: 152260, Ярославская область, Некрасовский р-н,  
п.Приволжский

*Z*

Врио руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

04 апреля 2013 года



М.А. Мурашко

0000748