

Экспресс-анализатор Accu-Chek® Inform II*

Уверенность для пациентов.

Легкость для медработников.

Эффективность для стационаров.



Компания Рош предлагает комплексное решение для профессионального анализа уровня глюкозы в крови в больницах. Анализ уровня глюкозы в крови является важным диагностическим инструментом в медицинских учреждениях.

Accu-Chek Inform II и IT-решения cobas IT 1000** обеспечивают экспресс-лаборатории, лечащих врачей, медсестер, эпидемиологов эффективным инструментом для решения важных задач.



Экспресс-анализатор Accu-Chek® Inform II

Характеристики

- Технология беспроводной передачи данных
- Ввод данных через сенсорный экран и/или встроенный считыватель штрихкода 2D:
 - Идентификатор пользователя и идентификатор пациента /номер истории болезни
 - Пароль
 - Номера партий для тест-полосок и контролей
- Водонепроницаемый дизайн корпуса анализатора для лёгкой очистки и эффективного инфекционного контроля
- Расширенные возможности управления данными:
 - Предназначен для соединения с информационной системой cobas IT 1000**
 - Документирование результатов.

*Экспресс-анализатор (глюкометр) портативный для контроля уровня глюкозы крови Accu-Chek Inform II, РУ от 6 декабря 2011 г. № ФСЗ 2011/11037

**Система программного управления базами данных для профессионального управления исследованиями по месту лечения (ИМЛ), приложение cobas IT 1000, РУ № РЗН 2017/5940 от 24.07.2017

Все товарные знаки COBAS и ELECSYS, встречающиеся в настоящем материале, принадлежат Рош.

© 2021, ООО «Рош Диагностика Рус»

Россия, 115114, Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2,
Бизнес-центр «Вивальди Плаза»
Тел.: +7 495 229-69-99

diagnostics.roche.com

Преимущества



Уверенность для пациентов

- Accu-Chek® Inform II вводит лабораторные стандарты безопасности в измерение уровня глюкозы у постели больного



Высокие стандарты диагностики

- Исследования проводятся непосредственно по месту оказания медицинской помощи, при этом обеспечивается соответствие самым высоким лабораторным стандартам даже за пределами лабораторий



Автоматизированная переаттестация

- Автоматизация сертификации допущенного к проведению исследования персонала с установленной периодичностью, а также другие интеллектуальные инструменты обеспечивают эффективную централизацию диагностики у постели пациента.



Служба поддержки

- Горячая линия компании Рош всегда готова оказать помощь в решении оперативных задач

